

아산 이지테스트 디티엠

공팡이성 피부병 진단 배지

● 제품 적용

아산 이지테스트 디티엠(DTM)은 공팡이성 피부병의 빠르고 정확한 진단을 위한 공팡이 진단 배지입니다.

● 검사원리

본 배지에 피부 공팡이가 자라면 배지 색깔이 호박색에서 적색으로 변하는 것을 원리로 합니다.

● 효능 및 효과

병변부의 병원성 피부공팡이의 신속 진단

● 성상

오렌지색의 고형 배지가 담긴 투명한 용기이다.

● 용법

1. 병변부가 심하게 오염된 경우 비 살균성 샴푸로 병변부를 씻고 건조시킵니다.
2. 피부 병변 중앙부와 병변부의 피부 또는 각질을 선택합니다. 이때 Wood lamp 양성 또는 웨어지거나 갈라진 털이 가장 좋은 검체입니다.
3. 선택한 털을 깨끗한 핀셋으로 소량 뽑습니다. 이 때, 과도한 양의 털은 시험하는 데에 필요치 않습니다.
4. 아산 이지테스트 디티엠 뚜껑을 열고 뽑은 털 또는 각질을 배지에 살짝 닿듯이 접종합니다. 이 때, 가급적 검체를 배지에 깊이 심어 넣지 않도록 합니다.
5. 뚜껑을 살짝 닫고 (이 때, 공기가 통할 수 있어야 합니다), 환체의 이름, 번호, 날짜 등을 표기합니다.
6. 접종한 아산 이지테스트 디티엠을 햇빛이 들지 않은 장소에서 상온으로 배양합니다.
7. 24시간 간격으로 색깔의 변화여부를 관찰합니다.

● 포장 단위

- 10 테스트/키트와 자사 포장단위

● 보관방법 및 유효기간

- 2~8℃ 보관 (냉장보관), 제조 후 12개월

● 교환

- 본 제품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약, 구입시 유효기간 또는 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품등은 교환하여 드립니다.

* 연락처: 02-3290-5700

REF Code No.: 22331, 22335
Document Code: ADTM00-D0K00

ISO13485:2003

Version No. 01 Version Date. 2012-09-20



제조판매원

아산제약(주)

본점: 경기도 화성시 동탄면 영천로 163

공장: 경기도 안성시 공도읍 기업단지 122-26

Tel: 031-376-5990~2

Fax: 031-376-5993

http://www.asanpharm.com

Asan EasyTest DTM

Rapid Detection Medium for Pathogenic Dermatophytes

● APPLICATION

Asan EasyTest DTM is rapid testing medium for pathogenic dermatophytes from the skin disease or dermatitis.

● PRINCIPLE OF THE TEST

The principle of this test is the color change of the medium. If there are pathogenic dermatophytes in the medium, the orange color of the medium is changed to red color.

● MATERIALS PROVIDED

Asan EasyTest DTM: the transparent tube containing the orange color medium

● TEST PROCEDURE

1. If the disease skin is contaminated, please clean the skin using non-anti-microbial shampoo and then dry the site.
2. Identify and select the pathogenic skin or horny substance. Wood lamp positive or damaged wool is also one of good specimen for this test.
3. Take out the wool from the pathogenic site using forceps. It does not need lots of wool for this test.
4. Open the cap of Asan EasyTest DTM and then carefully inoculate the wool or horny substance onto the medium.
5. Close the cap but do not tightly close (ventilation is required). And then, mark the name, number, date, and other information of the sample.
6. Culture the inoculated Asan EasyTest DTM in the shade condition at room temperature.
7. Check and observe the color of medium at every 24 hours.

● PACKAGE

- 10 Tests/kit or others

● STORAGE & EXPIRATION

1. Asan Easy Test DTM should be stored at between 2~8℃ (35.6~46.4°F)
2. Expiration date of this kit is 12 months after its manufacture date.



● CLAIMS

This product is manufactured under our strict quality control. However, if some claims occurs, please contact us (Tel +82-32-376-5990).

REF Code No.: 22331, 22335
Document Code: ADTM00-D0K00

ISO13485:2003



Manufactured & Sold by

ASAN PHARMACEUTICAL CO., LTD

Head Office: 163, Yeongcheon-ro, Dongtan-myeon,

Hwaseong-si, Gyeonggi-do 445-813, Korea

Factory: 122-26, Giupdanji-ro, Gongdo-eup,

Anseong-si, Gyeonggi-do, 456-821, Korea

Tel: +82-31-376-5990~2

Fax: +82-31-376-5993

http://www.asanpharm.com